







Leica - Mikrofotografie

	Seite
Mikroansatz MIKAS	40
Mikroskopierlampe MONLA	40



LEICA-Mikroansatz mit Zwischenoptik $\frac{1}{3} \times$ einschließlich 2 Drahtauslösern und 1 Periplan-Okular $10 \times$, in Behälter

LEICA-Mikroansatz, Ausstattung wie oben, jedoch mit Zwischenoptik $\frac{1}{2} \times$

Doppelauslöser zur gleichzeitigen Auslösung der beiden zum Mikro-Ansatz gehörenden Drahtauslöser.

Ersatz-Drahtauslöser mit Feststellschraube

Ersatz-Drahtauslöser ohne Feststellschraube

Auswechselbarer Zwischenstutzen $\frac{1}{3} \times$

Auswechselbarer Zwischenstutzen $\frac{1}{2} \times$

Zwischenstück zur Verwendung der Mikroansätze an LEITZ-Polarisations-Mikroskopen mit weitem Tubus

Klemmring für Ausziehtuben:
mit Innendurchmesser 31,8 mm (für Stativ B)
mit Innendurchmesser 25,4 mm (f. Stativ G u. H)

Mikrostutzen mit Zwischenoptik $\frac{1}{3} \times$ einschließlich 2 Drahtauslösern, ohne Okular, für Wechselschlitten und **REPROVIT**, in Etui

Periplan-Okular $10 \times$

MONLA-Mikroskopierlampe 6 V, 5 A, an Säulenstativ allseitig verstellbar

Reguliertransformator dazu für 110/220 Volt Wechselstrom

Widerstand für Gleichstrom 110 Volt
für Gleichstrom 220 Volt

Ersatz-Glühlampe 6 V, 5 A

Fotografisches Grünfilter

Lifa-Lichtfilter-Stativ

Bestellwort	DM
MIKAS	200.—(M)
MIBAC	206.—(M)
CALOS	14.—(M)
GIIBR	4.50(M)
GIIFT	4.—(M)
GIEF	28.—(M)
GIIMW	34.—(M)
GDIK	7.—(M)
AGIU	5.—(M)
GFEH	4.50(M)
RPNOO	193.—(M)
PEZEN	20.—(M)
BEECH	64.—(M)
REDYX	96.—(M)
REDIC-BEEUL	41.—(M)
REDUK-BEEUL	47.—(M)
LINID	7.—(M)
DTEEO	20.—(M)
IFSTA	20.—(M)